



## **Juego: 807 Dosing Units para sistema de pipeteado para aparatos Professional VA/CVS**

6.5339.620

Juego de accesorios para sistema de pipeteado CVS totalmente automático en combinación con el 858 Professional Sample Processor. Cada uno contiene una 807 Dosing Unit de 5 mL y 50 mL, botellas de vidrio transparente de 2 L, tubo de pipeteado, estación de lavado, cubierta de seguridad y otros accesorios. Sin Dosinos.

## Partes/accesorios 6.5339.620

| Order Number                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.1808.050                                                                          | <b>Oliva de tubo / M8 exterior</b><br><br>1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad. | 1 PCS    |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 6.1805.120                                                                          | <b>Tubo de FEP / M6 / 100 cm</b><br><br>Con protección contra luz y doblado.                                                                                                                                                  | 1 PCS    |
|  |                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 6.1823.010                                                                          | <b>Tubo guía para tubo de pipeteado</b><br><br>Para montar en el brazo giratorio de transferencia de Robotic Sample Processor                                                                                                 | 1 PCS    |
|  |                                                                                                                                                                                                                               |          |

6.1456.210

**Recipiente de medida 10-90 mL**

1 PCS

Recipiente de medida para sistemas VA automatizados.



6.1608.070

**Botella de eluyente / 2 L / GL 45**

2 PCS



6.1805.530

**Tubo de FEP / M6 / 2 m**

3 PCS

Con protección contra luz y doblado.



6.1602.115

**Adaptador para botella / S 40 / verde**

1 PCS

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).



6.2008.050



**Soporte de recipiente de almacenamiento para 807 Dosing Unit** 2 PCS

Junto con el carcaj de punta de bureta 6.2008.030, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.

6.2244.020



**Placas indicadoras para unidad intercambiable inteligente** 1 PCS

Juego de 10 unidades, en diferentes colores

6.1805.080



**Tubo de FEP / M6 / 25 cm** 1 PCS

Con protección contra luz y doblado.

6.1808.010


**Pieza de conexión 2xM6**

1 PCS

2 roscas exteriores M6. Pieza de racores para unidades intercambiables y para el 676 Sample Changer

6.1808.060


**Conector en T / M6 interior**

1 PCS

3 roscas M6 interiores

6.1819.080


**Tubo de alimentación de gas**

1 PCS

Para aparatos de medida de estabilidad.

6.1829.080


**Tubo de aspiración / M6 / 0.3 m**

2 PCS

6.2841.110

**Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado**

1 PCS

Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado



6.2744.200

**Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior**

2 PCS

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



6.1462.270

**Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786 Swing Head, con giro a la derecha**

1 PCS

Brazo giratorio para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS



6.1562.120

**Tubo de pipeteo 10 mL con soporte para  
Cambiadores de muestras**

1 PCS

Tubo de pipeteo para la transferencia de soluciones



6.1580.150

**807 Dosing Unit 5 mL sin accesorios**

1 PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.



6.1580.250

**807 Dosing Unit 50 mL sin accesorios**

1 PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.



6.1811.010

**Adaptador para tubo de PTFE/Soporte de vidrio**

2 PCS

Para soporte de vidrio de 7 mm. Compuesto por tuerca de unión, junta tórica y boquilla roscada M8.




6.2622.040

**Placa de posicionamiento**

1 PCS

Placa de posicionamiento para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS



6.2622.030

**Accesorio de cubierta de seguridad**

1 PCS

Accesorio para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS. Incluye soporte y material de fijación para la cubierta de seguridad 6.2751.200 y la placa de posicionamiento 6.2622.020.



6.2751.200

**Cubierta de seguridad**

1 PCS

Cubierta de seguridad para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS



## Accesorios opcionales

2.800.0020

**800 Dosino (con cable de  
0,65 m)**

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).

