

1 PCS

6.1414.060

Parte superior del recipiente de titulación micro / ECO



1 PCS

6.1415.150

Recipiente de titración / 5-70 mL



2 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1448.010

Septo / 12 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.



1 PCS

6.1543.120

Punta de aspiración / Rosca M8

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



2 PCS

6.1805.010

Tubo de FEP / M6 / 13 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.200

Tubo PTFE / M8 / 0.5 m




1 PCS

6.1808.100

Pza. distribuidora 3 x M6/1 x M8

Para equipo de titración ECO 6.5613.000



1 PCS

6.1903.020

Varilla de agitador / 16 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



2 PCS

6.2709.090

Tapón

De PTFE. Para equipo de titración ECO 6.5613.000



1 PCS

6.2730.020

Tapón septo

Con junta tórica E.301.0041. Para septo 6.1448.010 y parte superior de recip. de titración 6.1414.030. Para aplicaciones KF.



5 PCS

6.2730.030

Tapón

Completo con racor y junta tórica. Para partes superiores de recipientes de titulación 6.1414.030. Para aparatos KF, stands de medida VA, VA Computrace y dilución IC.



2 PCS

6.2730.060

Niple roscado

De PCTFE. Con rosca M16. Para equipo de titración ECO 6.5613.000



2 PCS

6.2730.070

Niple roscado

De PCTFE. Con rosca M16. Para equipo de titración 6.5613.000



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



2 PCS

6.2740.030

Tobera de lavado

La disolución de lavado se aplica en forma de chorro muy fino para obtener la eliminación óptima de capas sobre los electrodos y los accesorios de valoración. Para el equipo de valoración ECO 6.5613.000



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2730.080	Niple roscado De PCTFE. Para equipo de titración ECO 6.5613.000 con 722 Stirrer