



Solvent Pump

2.1029.0010

Associée à un Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer, la Solvent Pump est utilisée pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs.

Avec le bloc d'alimentation 6.2164.010 proposé en option, une mise en œuvre indépendante de l'appareil est également possible.

Contenu de la livraison 2.1029.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1029.0010	Solvent Pump

Associée à un Eco KF Titrator, la Solvent Pump est utilisée pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs.



1 STK

6.02110.000

Câble de connexion Eco KF Titrator/Solvent Pump

Câble pour connecter une Solvent Pump à un Eco KF Titrator, sert de source de courant



1 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1446.090

Bouchon / B-14/15 / M8



1 STK

6.1543.110

Pointe de distribution / filetage M8

Pointe de transport avec filetage M8



1 STK

6.1543.120

Pointe d'aspiration, filetage M8

Pointe d'aspiration, si le tuyau de siphonage 6.1805.200 est utilisé



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.023

Bouteille en verre brun / 1 000 mL / GL 45

Pour unités interchangeables. Bouteille pour solutions auxiliaires.



1 STK

6.1608.030

Flacon rond 1000 mL, GL 45



1 STK

6.1623.000

Protection contre les débordements pour adaptateur pour bouteille

La protection contre les débordements pour adaptateur pour bouteille empêche le débordement de la bouteille de déchets lors de l'utilisation d'une pompe d'aspiration



2 STK

6.1805.200

Tuyau PTFE / M8 / 0.5 m



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1819.050

Tuyau

Pour alésages filetés M8 du siphon de flacon 6.1602.10X avec flacon d'aspiration 6.1608.030. Pour 703 et 803 Ti Stand, 681 Pump Unit et 679 Rancimat



1 STK

6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



1 STK

6.01600.200

Siphon Breaker

Empêche l'écoulement de liquide de la bouteille à réactifs dans la cellule de titrage.




1 STK

6.01804.210

Tuyau PVC 4/6 0,35 m

Pour des connexions tubulaires pour OMNIS Solvent Module ou Solvent Pump.



1 STK

6.01805.130

Tuyau en PTFE 3/250 mm avec embout fileté

Tuyau d'aspiration avec embout fileté pour raccorder la bouteille à réactifs au siphon Breaker.



1 STK

6.02801.000

Ouate pour le tube d'adsorption

Tampon d'ouate en coton (4 unités), pour le tube d'adsorption OMNIS
601406010.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01807.000	Cartouche d'adsorption Cartouche d'adsorption pour OMNIS Solvent Module ou Solvent Pump, pour le remplissage avec le tamis moléculaire 6.2811.000.	
6.2164.010	Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.	
6.2811.000	Tamis moléculaire Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.	
6.2811.010	Tamis moléculaire (US) Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer. Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).	

6.1446.220

Bouchon module de solvant de changement du réactif

Bouchon pour le changement du réactif dans une cellule de titrage coulométrique avec un module de solvant.

