



OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL

2.1030.1030

OMNIS Sample Robot Oven avec un module four de 8 mL ainsi que de nombreux accessoires pour l'accès direct à la préparation thermique entièrement automatisée des échantillons suivie de la détermination de l'eau selon Karl Fischer. Le système offre de la place pour 100 flacons d'échantillons de 8 mL dans deux racks d'échantillons. Ce système modulaire est livré entièrement monté et peut donc être mis en service en très peu de temps. Sur demande, le système peut être complété par un autre module four, ce qui permet de doubler le débit.

Contenu de la livraison 2.1030.1030

Order Number	Description	Quantité
1.1030.1030	OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL	1 PCS
		
6.02041.070	Rack d'échantillons OMNIS 50 x 8 mL Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot Oven convient à 50 flacons d'échantillon (6.2420.007)	2 PCS
		
6.1448.067	Fermeture vissée avec septum, 100 pces Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon 8 mL 6.2420.007, 100 pièces	1 PCS
		

6.2420.007

**Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL,
100 pièces**

1 PCS

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à
la fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



Accessoires optionnels

6.02700.010

**Protection de sécurité pour
OMNIS Sample Robot Oven**

Protection de sécurité pour la pince d'un OMNIS Sample Robot Oven



2.1018.0010

**OMNIS Coulometer sans
agitateur**

OMNIS Coulometer sans agitateur magnétique pour mode autonome ou comme pièce centrale d'un système de titrage OMNIS. Le coulomètre peut être complété par d'autres modules de titrage, de dosage ou de coulométrie.

La coulométrie est la méthode parfaitement adaptée à la détermination de la teneur en eau dans le domaine des traces (10 µg à 10 mg de teneur en eau absolue) pour les liquides, les matières solides et les gaz. En outre, le titrage coulométrique Karl Fischer est une méthode absolue, c'est pourquoi une détermination du titre est inutile



2.1019.0010

**OMNIS Coulometer Module
sans agitateur**

Module coulomètre sans agitateur magnétique pour le raccordement à un OMNIS Titrator ou un OMNIS Coulometer pour l'extension d'une interface de mesure.



2.1017.1000

OMNIS Oven Module 6 mL



Module à intégrer au support de module de l'OMNIS Sample Robot Oven. Ce poste de travail reçoit le flacon d'échantillon 6 mL et le transporte de la position de transfert vers le four, puis en sens inverse après l'analyse.

2.1017.1010

OMNIS Oven Module 8 mL



Module à intégrer au support de module de l'OMNIS Sample Robot Oven. Ce poste de travail reçoit le flacon d'échantillon 8 mL et le transporte de la position de transfert vers le four, puis en sens inverse après l'analyse.