



Balance pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V

2.135.0205

La construction spéciale de la balance (Precisa) permet son utilisation sous le rack d'échantillons 6.2068.010 du 864 Robotic Balance Sample Processor. La source de courant est en 115 V.

Contenu de la livraison 2.135.0205

Order Number	Description	Quantité
1.135.0205	Balance pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V	1 PCS



La construction de la balance (Precisa) est spéciale afin de permettre le fonctionnement sous le rack d'échantillons 6.2068.010 du 864 Robotic Balance Sample Processor. Le bloc d'alimentation est prévu pour un courant de 115 V.

Accessoires optionnels

6.2067.100

**Plateau de pesage du rack
d'échantillons 6.2068.010**



Le plateau de pesage est prévu pour le b cher en PP 120 mL (6.1459.300) et se met en place sur le rack d' chantillons du 864 Balance Sample Processor.

6.2068.010

**Rack d' chantillons, 20 x
120 mL, (PP)**



Rack d' chantillons pour 864 Balance Sample Processor pour 20 b chers d' chantillon. Vous pouvez utiliser les b chers d' chantillon suivants : 6.1459.300.

Plastique : polypropyl ne (PP)

6.2711.080

**Bac de collecte pour 864
Robotic Balance Sample
Processor**



Le bac de collecte prot ge le Robotic Balance Sample Processor et la balance contre les contaminations / destructions dues aux produits chimiques.