



Power Pack Heavy Metals (Manual)

2.797.3010

Notre pack de base pour la détermination par voltampérométrie de la concentration des métaux lourds critiques dans le circuit eau-vapeur de tous les types de centrales thermiques. Ce système constitué d'un 797 VA Computrace et de deux 800 Dosino, effectue la détermination d'un échantillon individuel de manière entièrement automatique. Après la mise en place manuelle de l'échantillon, intervient l'ajout de solution auxiliaire et de solution standard pour un calibrage, sans intervention de l'utilisateur, réalisé par deux systèmes de dosage de type 800 Dosino.

Contenu de la livraison 2.797.3010

Order Number	Description	Quantité
1.797.0010	797 VA Computrace pour l'analyse de traces Le 797 VA Computrace est un poste de mesure moderne pour la voltampérométrie, connecté à un PC par l'intermédiaire d'un port USB. Le logiciel PC livré avec l'appareil effectue la mesure, enregistre les données mesurées et en fait l'évaluation. Grâce à la structure claire du logiciel, le maniement de l'appareil est d'une exceptionnelle simplicité. Le potentiostat/galvanostat intégré garantit une excellente sensibilité et un bruit de fond réduit. Système de voltampérométrie pour l'analyse de traces et la formation. Accessoires complets avec le logiciel VA Computrace et toutes les électrodes pour un système de mesure complet : électrode multi-mode pro (MME pro), électrode de référence Ag/AgCl et électrode auxiliaire en platine.	1 PCS
6.6053.030	797 VA Computrace Software CD 1.3 Logiciel de commande et d'évaluation pour le 797 VA Computrace. Pour les systèmes d'exploitation Windows[®] 2000, Windows[®] XP Professional, Windows[®] Vista (32 bits) et Windows[®] 7 (32 bits).	1 PCS



6.1204.200

Agitateur pour Postes VA

1 PCS

Agitateur pour Postes VA complet, exempt de métal



6.1226.030

Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME

1 PCS

Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.



6.1226.050

Capillaire à goutte de mercure (silanisé) pour MME

1 PCS

Capillaire à goutte de mercure silanisé (10 pièces)




6.1244.020

Courroie de transmission

1 PCS

Pour les électrodes à disque tournant et agitateurs dans les Postes VA (3 pièces)



6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

1 PCS

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



6.1247.020

Aiguilles pour MME

1 PCS

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).



6.1415.210

Vase de titrage / 10-90 mL

1 PCS



6.1446.040

Bouchon fileté / M6

7 PCS



6.1546.030


Tige tire-piston

2 PCS

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.

6.1608.050


Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45

1 PCS

6.1608.090


Flacon / 250 mL / GL 45

1 PCS

6.1618.060


Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

2 PCS

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée

6.1801.080

Tuyau pour connexion azote

1 PCS

Pour une alimentation en gaz des appareils de voltampérométrie



6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

1 PCS

Avec protection contre la lumière et le flambage



6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

1 PCS

Avec protection contre la lumière et le flambage



6.1808.000

Manchon couplage M6

4 PCS



6.1819.010


Tuyau en PTFE

1 PCS

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA

6.1824.000


Pointe de distribution micro quadruple

1 PCS

Avec 4 filetages M6. Pour postes de mesure VA.

6.2013.010


Bague d'arrêt

1 PCS

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.

6.2016.050


Potence / 300 mm

1 PCS

6.2021.020

**Support d'électrode**

1 PCS

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette

6.2055.100

**Support de flacon double**

1 PCS

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000

6.2151.020

**Câble USB A - USB B 1,8 m**

1 PCS

Câble de connexion USB

6.2161.010

**Bloc d'alimentation, fiche EU 230V /6V DC**

1 PCS

Bloc d'alimentation pour 827 pH lab

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag/AgCl)



6.2406.000

Preneur de gouttes de mercure

1 PCS

Fil d'argent (pour rattraper les gouttes de mercure par amalgamation)



6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor

1 PCS



6.2703.000

Valet pour vase titrage

1 PCS



6.2709.080


Bouchon pour ouverture de pipettage

1 PCS

Pour 694, 747 VA Stands et VA Computrace

6.2711.030


Cuve de rétention pour le remplissage des MME

1 PCS

Pour 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace et 647, 663, 694, 747 VA Stand

6.2711.040


Bac recueille-goutte pour VA Computrace

1 PCS

6.2739.000


Clé

1 PCS

Pour serrer les raccords à vis

6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

1 PCS

Pour différentes applications de CI et VA.



6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

1 PCS

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

1 PCS

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

1 PCS

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



6.1246.120

Électrode Multi Mode pro

1 PCS

Électrode au mercure pour la voltampérométrie. Peut être utilisée comme DME, SMDE ou HMDE.

