



827 pH lab ; 230 V, version UE avec Unitrode

2.827.0214

pH-mètre de laboratoire avec interface IrDa et Unitrode 6.0258.600

Contenu de la livraison 2.827.0214

Order Number	Description	Quantité
6.0258.600	Unitrode avec Pt1000  Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures du pH ou des titrages. Cette électrode est idéale en particulier pour : – des mesures du pH et des titrages dans des échantillons difficiles, visqueux ou alcalins – une utilisation à température élevée – des mesures sur de longues périodes Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination. Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation. Alternative : électrolyte de référence pour mesures à $T > 80^\circ \text{C}$: solution Idrolyte, conservation dans l'Idrolyte.	1 PCS
6.2013.010	Bague d'arrêt  Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.	1 PCS
6.2016.050	Potence / 300 mm 	1 PCS

6.2021.020

Support d'électrode

1 PCS

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



6.2104.600

Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m

1 PCS

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).



6.2161.010

Bloc d'alimentation, fiche EU 230V /6V DC

1 PCS

Bloc d'alimentation pour 827 pH lab



6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor

1 PCS



Accessoires optionnels

6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL



6.2325.000

Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation

