



827 pH lab ; 230 V, version UK avec Unitrode

2.827.0219

pH-mètre de laboratoire avec interface IrDa et Unitrode 6.0258.600

Contenu de la livraison 2.827.0219

Order Number	Description	Quantité
6.2161.030	Bloc d'alimentation, fiche UK 230V/6V DC Bloc d'alimentation pour 827 pH lab	1 PCS
		
6.0258.600	Unitrode avec Pt1000 Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures du pH ou des titrages. Cette électrode est idéale en particulier pour : – des mesures du pH et des titrages dans des échantillons difficiles, visqueux ou alcalins – une utilisation à température élevée – des mesures sur de longues périodes Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination. Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation. Alternative : électrolyte de référence pour mesures à $T > 80^\circ \text{C}$: solution Idrolyte, conservation dans l'Idrolyte.	1 PCS
		
6.2013.010	Bague d'arrêt Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.	1 PCS
		

6.2016.050

Potence / 300 mm

1 PCS



6.2021.020

Support d'électrode

1 PCS

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



6.2104.600

Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m 1 PCS

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).



6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor

1 PCS



Accessoires optionnels

6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL



6.2325.000

Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation

