



845 Eluent Synthesizer avec un Dosino

2.845.0010

Valid ICTM - Chromatographie ionique avec des éluants certifiés Nouveau pour la chromatographie ionique

- Préparation d'éluants - totalement automatique, économique
- Gammes de dilutions - à 1 pour 1000 d'exactitude
- Standards - mélange précis facilement réalisable
- Valid ICTM - toutes les étapes conformes aux BPL et avec certificat

845 Eluent Synthesizer: réactifs pour la CI - simple et très exact

- Réduction considérable des frais de laboratoire
- Préparation d'éluants économique à base de concentrés
- Préparation de solutions de haute précision, grâce à la technologie Dosino
- Reproductibilité excellente d'un lot à l'autre
- Réglage de pH automatique
- Maniement simple par pression de souris ou par tablet PC
- Calcul indépendant de volumes et de concentrations
- Éluants, standards et gammes de dilution avec documentation BPL et certificat
- Sécurité grâce à la fonction «Audit Trail, signature électronique et différents niveaux utilisateur

- Précision et qualité «Made in Switzerland»

Réactifs spécialement adaptés à l'utilisation de 845 Eluent Synthesizer.

Contenu de la livraison 2.845.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.845.0010	845 Eluent Synthesizer avec un Dosino
		Valid ICTM - Chromatographie ionique avec des éluants certifiésNouveau pour la chromatographie ionique
		• Préparation d'éluateurs - totalement automatique, économique • Gammes de dilutions - à 1 pour 1000 d'exactitude • Standards - mélange précis facilement réalisable • Valid ICTM - toutes les étapes conformes aux BPL et avec certificat
		845 Eluent Synthesizer: réactifs pour la CI - simple et très exact
		• Réduction considérable des frais de laboratoire • Préparation d'éluateurs économique à base de concentrés • Préparation de solutions de haute précision, grâce à la technologie Dosino • Reproductibilité excellente d'un lot à l'autre • Réglage de pH automatique • Maniement simple par pression de souris ou par tablet PC • Calcul indépendant de volumes et de concentrations • Éluants, standards et gammes de dilution avec documentation BPL et certificat • Sécurité grâce à la fonction «Audit Trail, signature électronique et différents niveaux utilisateur • Précision et qualité «Made in Switzerland»
		Réactifs spécialement adaptés à l'utilisation de 845 Eluent Synthesizer.




1 STK

6.1602.180

Siphon pour 845

Siphon pour bouteille éluant de l'Eluant Synthesizer sans ajustage du pH.



1 STK

6.1838.000

Tuyau de connexion en FEP pour 845, 1 x M6 / 45 cm

Connexion de l'Eluent Synthesizer et la bouteille d'éluant



1 STK

6.2248.010

Magnetic shield , 15 x 68 mm, 3 pieces

Pour Eluent Synthesizer



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45




3 STK

6.1803.130

Capillaire 1/8 in. / 1/16 in. d.i. / 1.5 m

Capillaire de connexion des éluants et de l'Eluent Synthesizer



1 STK

6.1816.020

Tuyau en silicone 6 mm d.i. / 1 m

Pour tuyaux d'écoulement



1 STK

6.1903.060

Barreau d'agitation / 30 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 30 mm. Pour Eluent Synthesizer.



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2744.170

Vis de pression PEEK UNF 1/4-28, 3 pièces

Pour fixer à l'Eluent Synthesizer les capillaires des composants éluants



1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.5329.000	Équipement pour l'ajustage de l'Eluent Synthesizer 845 Ajustement du pH Eluent Synthesizer. Comporte électrode pH et autres accessoires supplémentaires.	
6.1602.160	Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45 Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.	
6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45	
6.1609.000	Tube sécheur grand, courbé Pour remplissage avec matériau d'adsorption.	

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL

