



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

Le 889 IC Sample Center Basic – cool est la solution d'automatisation appropriée, si vous avez très peu d'échantillon. Par rapport au 889 IC Sample Center Basic, il dispose en plus d'une fonction de réfrigération, ce qui en fait le passeur d'échantillons idéal pour les échantillons utiles en biochimie ou instables thermiquement.

Le transfert d'échantillon a lieu soit avec une pompe péristaltique dans le système CI soit avec un 800 Dosino, par exemple sous application de la technique d'injection intelligente Partial-Loop.

Pris en charge avec MagIC Net 4.1 et supérieur.

Contenu de la livraison 2.889.0040

Order Number	Description	Quantité
6.1807.010	Connecteur Y pour tubes d.i. 6-9 mm Pièce de connexion pour les tuyaux déchets	2 PCS
		
6.1816.070	Tuyau en silicone 8/12 mm, 1 m Pour le IC Sample Center	2 PCS
		
6.2041.200	Rack d'échantillons, 48 x 11 mL, (Al) Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 48 récipients d'échantillons. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillons suivants : 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117. Matériau : Aluminium (Al)	2 PCS
		

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

1 PCS

Câble de connexion USB



6.2743.107

Flacons PP, 0,7 ml, en U, 100 unités

1 PCS

Ce flacon de 0,7 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 100 unités



6.2743.127

Capuchon à clipser avec septum bleu, 100 unités

1 PCS

Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire

Quantité : 100 unités



6.2744.010

Vis de pression 5x

1 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



Accessoires optionnels

6.1448.057

**Fermeture septum en
aluminium, 100 pièces**

Avec fermeture en Al.



6.1448.067

**Fermeture vissée avec
septum, 100 pces**

Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon
8 mL 6.2420.007, 100 pièces



6.2041.210

**Rack d'échantillons,
12 x 6 mL, (Al)**

Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 12 récipients
d'échantillons. Les récipients d'échantillon suivants conviennent :
6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)



6.2419.007

**Flacon d'échantillon en verre
6 mL, 100 pièces**

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum
6.1448.057, 100 pièces



6.2420.007

**Flacon d'échantillon en verre
avec filetage 8 mL, 100 pièces**

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à la
fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



6.2621.110

**Pince pour septums
d'injection**

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients
échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.



6.2743.100

**Flacons PP, 0,7 ml, en U,
1 000 unités**



Ce flacon de 0,7 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 1 000 unités

6.2743.107

**Flacons PP, 0,7 ml, en U,
100 unités**



Ce flacon de 0,7 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 100 unités

6.2743.110

**Flacons PP, 0,3 ml, en V,
1 000 unités**



Ce flacon de 0,3 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 1 000 unités

6.2743.117

**Flacons PP, 0,3 ml, en V,
100 unités**




Ce flacon de 0,3 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 100 unités

6.2743.120

**Capuchon à clipser avec
septum rouge/blanc,
1 000 unités**



Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire

Quantité : 1 000 unités

6.7303.100

**Flacons en verre, 1,8 ml, en U,
100 unités**




Ce flacon universel de 1,8 mL avec anneau à clipser, conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon.

Quantité : 100 unités

6.7303.110

**Capuchon à clipser avec
septum rouge, 100 unités**



Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire.

Quantité : 100 unités

6.05330.220

**Équipement CI : boucle
complète Full-Loop, PP, 889
Basic**



L'équipement CI comprend tous les accessoires nécessaires au transfert d'échantillons du 889 IC Sample Center Basic par pompe péristaltique au chromatographe ionique.

6.2816.220

Aiguille avec capillaire, 79 µL



Pour 889 IC Sample Center Basic

6.05330.230

**Équipement CI : MiPT, 889
Basic**

Jeu d'accessoires pour le montage d'un Dosino pour injection
boucle partielle (Partial-Loop) en combinaison avec le 889 Basic
(28890030 et 28890040)

