



Électrode à aiguille

6.0226.100

Électrode pH combinée ne nécessitant aucune maintenance (électrolyte gel) pour des mesures par insertion de tout type (par ex. pour fromage, viande ou pâte).

Cette électrode est stockée dans une solution de chlorure de potassium saturée $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) et n'est pas adaptée à des solutions pauvres en ions.

L'indicateur de vieillissement indique en temps utile quand un changement d'électrode est nécessaire.

Contenu de la livraison 6.0226.100

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.	1 Stk
		
6.2008.040	Récipient de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.	1 Stk
		

Accessoires optionnels

6.2308.000

Électrolyte KCl (sat.), 250 mL

Électrolyte KCl (sat.), 250 mL



6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm (prise de type F).

