



## Bouteille PP, 200 mL

6.02743.040

Flacon d'échantillon en polystyrène (PS) de haute qualité, conçu pour une parfaite mise en œuvre avec l'OMNIS IC Autosampler et permettre une manipulation et une analyse en toute sécurité des échantillons, réactifs et standards. Le flacon dont la fabrication et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche contrôlées (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644-1) garantit de faibles niveaux de contamination et des performances sûres lors des opérations de laboratoire courantes.

**Quantité :** 1 unité

## Accessoires optionnels

6.02041.550

### **Rack d'échantillons OMNIS, 2 x 200 mL**



Rack d'échantillons pour ranger 2 bouteilles de 200 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray

6.02743.090

### **Fermeture vissée avec septum**



La fermeture à vis avec septum est idéale pour conserver les échantillons et standards de référence sur une période prolongée. Fermeture à vis avec septum pour flacon PP, 50 ml (6.02743.030), flacon PE, 125 ml (6.1627.000) et flacon PE, 50 ml (6.1608.100).

Avec le 858 Professional Sample Processor, l'aiguille d'aspiration d'échantillons en acier revêtue (6.2624.200) ou l'aiguille de prélèvement Pick-up (6.2624.100) doit être montée afin de percer le septum.