



Électrode à tige en argent séparée

6.0331.010

Cette électrode de métal doit être utilisée avec une électrode de référence ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence), elle convient aux titrages par précipitation (nitrate d'argent comme titrant). La tige robuste en polypropylène et la tige de métal sont remplaçables séparément.

Contenu de la livraison 6.0331.010

Order Number	Description	Quantité
6.2106.020	Câble à torons 1 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	1 PCS



Accessoires optionnels

6.1241.030

Tige d'électrode



Tige d'électrode pour électrodes séparées à pointe métallique

6.1248.010

Tige d'électrode en argent



Tige d'électrode en argent pour électrode séparée à tige métallique

6.0729.100

**Électrode de référence Ag
/AgCl (longueur 12,5 cm)**



Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction et blindage séparé, longueur d'installation 10 cm. Cette électrode de référence est idéale pour :

- des échantillons non aqueux
- la potentiométrie différentielle

Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Le capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.