




Kit d'accessoires : OMNIS IC L Module

6.05000.040

Jeu d'accessoires pour compléter l'installation de l'OMNIS IC L Module.

Contenu de la livraison 6.05000.040

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	Raccord fileté M6, 1/8", 2 unités Raccord fileté pour tuyaux en 1/8". Quantité : 2 unités	2 PCS
		
6.02837.040	Tube de filtration Tube de filtration avec adaptateur Luer, protège les éluants et les réactifs des particules.	2 PCS
		
6.01806.000	Capillaire PEEK, 2 000/0,18 mm	1 PCS
		

6.01805.500

Tuyau FEP 1/8" RO - DEG, 1 200 mm

2 PCS

Tuyau FEP prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC



6.01831.100

Capillaire PEEK DEG - HPP, 250/0,75 mm

2 PCS

Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC



6.01831.110

Capillaire PEEK HPP - INJ, 160/0,5 mm

2 PCS

Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC




6.1825.210

Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL

2 PCS

Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK



6.01831.140

Capillaire PEEK INJ - COL, 180/0,18 mm

1 PCS

Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC



6.2744.070

Vis de pression courte

2 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2744.320

Accouplement PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Relie des tuyaux de transfert (M6) aux capillaires (UNF 10/32)



6.01831.180

Capillaire PEEK INJ - COL, 280/0,18 mm

1 PCS

Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC



6.05801.310

Kit drainage, L

1 PCS



Kit drainage pour remplacer le tuyau d'écoulement et les liaisons dans l'OMNIS IC L.

Conditions préalables:

2105200x0 OMNIS IC L