



Équipement OMNIS IC : EPOD

6.05332.080

Jeu d'accessoires pour l'élaboration automatique d'éluant dans OMNIS IC.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

- OMNIS Dosing Drive Unit disponible
- OMNIS Reagent Organizer Liquid Control avec 2 capteurs de volume (1 pour la bouteille d'éluant et 1 pour la bouteille de concentré)

Contenu de la livraison 6.05332.080

Order Number	Description	Quantité
6.1621.000	Bidon 10 L Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.	1 PCS
		
6.02744.010	Raccord fileté M6, 1/8", 2 unités Raccord fileté pour tuyaux en 1/8". Quantité : 2 unités	3 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

1 PCS

Avec protection contre la lumière et le flambage



6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

1 PCS

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



6.01602.110

Adaptateur pour bouteille S 40, 2 x M6, UNF 10/32

1 PCS

Bouchon de fermeture S 40 pour conteneurs de 10 L.



6.01503.250

Unité de cylindre OMNIS 50 mL sans accessoires

1 PCS

Unité de cylindre intelligente OMNIS 50 mL, avec quatre ports M6 pour OMNIS Titrator, Titration Module, Dosing Module et OMNIS Dosing Drive Unit.



6.01805.400

Tuyau FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

2 PCS



Accessoires optionnels

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



L'OMNIS Dosing Drive Unit agit comme un moteur de dosage pour les unités de cylindres amovibles, qui est utilisé pour l'aspiration et le dosage précis des volumes de liquide.

L'OMNIS Dosing Drive Unit est compatible avec différentes unités de cylindre (2 à 50 mL). La nouvelle conception permet d'obtenir une résolution et une exactitude de dosage plus élevées.

Spécifications :

- Résolution : 250 000 pas par volume du cylindre
- Temps de dosage/temps de remplissage : 10 secondes