



Équipement OMNIS IC : gradient Dose-in

6.05332.090

Jeu d'accessoires pour le gradient Dose-in dans OMNIS IC : un gradient est créé en mélangeant différents éluants selon un ratio qui varie en fonction de la durée de l'analyse.

Une OMNIS Cylinder Unit dose un éluant concentré ou dilué dans le flux principal d'éluant selon un rapport défini. Cela modifie la concentration globale en phase mobile. Une séparation optimale de tous les ions pour une durée d'analyse acceptable en est le résultat.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

– OMNIS Dosing Drive Unit disponible

Contenu de la livraison 6.05332.090

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	Raccord fileté M6, 1/8", 2 unités Raccord fileté pour tuyaux en 1/8". Quantité : 2 unités	2 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.200	Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)	1 PCS
		

6.01805.400

Tuyau FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

1 PCS



6.02006.120

Support, barre de fixation

1 PCS

Support de fixation de connecteurs sur la barre de fixation dans OMNIS IC.



6.02744.020

Connecteur T, M6

1 PCS

Connecteur T pour 3 tuyaux M6.



6.06007.340

Licence fonctionnelle Gradient Dose-in

1 PCS

Licence fonctionnelle pour le fonctionnement d'un gradient Dose-in dans OMNIS.

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Accessoires optionnels

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



L'OMNIS Dosing Drive Unit agit comme un moteur de dosage pour les unités de cylindres amovibles, qui est utilisé pour l'aspiration et le dosage précis des volumes de liquide.

L'OMNIS Dosing Drive Unit est compatible avec différentes unités de cylindre (2 à 50 mL). La nouvelle conception permet d'obtenir une résolution et une exactitude de dosage plus élevées.

Spécifications :

- Résolution : 250 000 pas par volume du cylindre
- Temps de dosage/temps de remplissage : 10 secondes