



Équipement OMNIS IC : DD rég., rinçage

6.05332.100

Jeu d'accessoires pour la régénération du MSM avec une Dosing Drive Unit sans configuration STREAM.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

– OMNIS Dosing Drive Unit disponible

Contenu de la livraison 6.05332.100

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	Raccord fileté M6, 1/8", 2 unités Raccord fileté pour tuyaux en 1/8". Quantité : 2 unités	2 PCS
		
6.02837.030	CO2 Absorber (Tube) CO2 Absorber (Tube) avec un adaptateur Luer, protège les réactifs et les éluants des particules et garantit des temps de rétention constants pour les éluants sensibles au CO2.	1 PCS
		
6.02837.040	Tube de filtration Tube de filtration avec adaptateur Luer, protège les éluants et les réactifs des particules.	1 PCS
		

6.05000.010

Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l

2 PCS

Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.



6.2744.070

Vis de pression courte

1 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.01506.120

Unité de cylindre OMNIS 2 mL, UNF 10/32

1 PCS

Unité de cylindre OMNIS intelligente 2 mL avec quatre ports (2x M6 et 2x UNF 10/32) à utiliser avec l'OMNIS Dosing Drive Unit dans l'OMNIS IC.



6.01805.400

Tuyau FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

1 PCS



Accessoires optionnels

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



L'OMNIS Dosing Drive Unit agit comme un moteur de dosage pour les unités de cylindres amovibles, qui est utilisé pour l'aspiration et le dosage précis des volumes de liquide.

L'OMNIS Dosing Drive Unit est compatible avec différentes unités de cylindre (2 à 50 mL). La nouvelle conception permet d'obtenir une résolution et une exactitude de dosage plus élevées.

Spécifications :

- Résolution : 250 000 pas par volume du cylindre
- Temps de dosage/temps de remplissage : 10 secondes