



Équipement OMNIS IC : configuration à deux tours

6.05332.120

Jeu d'accessoires pour un OMNIS IC sans OMNIS IC AS ou ASCOOL : si l'OMNIS IC System doit être configuré en 2 piles (configuration à deux tours), il faut équiper l'OMNIS IC d'une plaque de base et d'un AS/ASCOOL doté d'un organisateur de réactifs.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L

Contenu de la livraison 6.05332.120

Order Number	Description	Quantité
6.02107.000	Câble réseau, 1 m Câble réseau (1 m) pour la connexion d'un appareil OMNIS à un routeur Ethernet, un commutateur Ethernet ou un réseau local	1 PCS
		
6.01816.010	Tuyau silicone, 8/12 mm, 2 m Tuyau d'écoulement	2 PCS
		
6.02601.060	Barre de fixation, Extension Barre de fixation pour l'OMNIS IC Extension Module.	1 PCS
		

6.01808.010

Connexion tubulaire en Y, PP, 3 x 7-8 mm

2 PCS

Connecteur de tuyau d'écoulement.



6.01816.000

Tuyau d'écoulement, 7/9 mm, 1 m

1 PCS

Tuyau d'écoulement en silicone



6.02061.000

Reagent Organizer

1 PCS

Organiseur de bouteilles de réactif et d'éluant pour les appareils OMNIS IC.



6.02061.100

Plaque de base

1 PCS

Plaque de base pour les modules OMNIS IC et les appareils préconfigurés (OMNIS IC S, M, L).



6.02061.200

Plaque terminale, Extension/AS

1 PCS

Plaque terminale entre un Extension ou un autosampler et un Reagent Organizer ou un Reagent Organiser Liquid Control.



6.02122.130

Câble secteur, C13/14, 1 m

1 PCS

Câble secteur (1 m) pour la connexion d'un OMNIS Extension Module

