



Electrode de référence LL pour EIS

6.0750.100

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction.

Cette électrode de référence est idéale pour :

- des applications automatisées
- des mesures d'ions
- Titration des tensioactifs

Le diaphragme rodé insensible à la contamination fournit un débit d'électrolyte constant et reproductible. De plus, l'électrolyte de référence est gélifié pour une stabilité de signal encore améliorée. Le capteur est fourni avec du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte intermédiaire, cet électrolyte peut cependant être librement sélectionné et remplacé selon l'utilisation.

Contenu de la livraison 6.0750.100

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.	1 Stk
		
6.2008.040	Récipient de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.	1 Stk
		

Accessoires optionnels

6.2106.020

Câble à torons 1 m, 2 x B



Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B

6.2103.140

**Adaptateur noir fiche 2 mm
/prise B 4 mm**



Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.

6.2308.020

**Électrolyte 3 mol/L KCl
(250 mL)**



Solution d'électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag/AgCl)

6.2310.010

**Électrolyte KNO₃ -1 mol/L
250 mL**

Solution d'électrolyte KNO₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)



6.2320.000

**TEABr 0,4 mol/L dans
éthylène glycol (250 mL)**

Solution d'électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), c(TEABr) = 0,4 mol/L



6.2106.060

Câble à torons 2 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B

