




Équipement CI cellule Wall-Jet : anion (GC, Ag/AgCl)

6.5337.030

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des anions avec une électrode de référence en Glassy Carbon et une électrode de référence en Ag/AgCl.

Contenu de la livraison 6.5337.030


Order Number	Description	Quantité
6.1257.220	Électrode de travail en GC Électrode de travail en carbone vitreux spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.	1 PCS
		
6.1257.720	Électrode de référence Ag/AgCl pour 6.1257.xxx Électrode de référence en argent-chlorure d'argent spéciale détection ampérométrique.	1 PCS
		
6.1257.810	Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet. Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.	1 PCS
		

6.1257.830

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet

1 PCS

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

1 PCS

Pour tous les composants CI.



6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm

1 PCS



6.2744.014

Vis de pression 2x

1 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2802.000

Jeu de polissage pour électrodes solides

1 PCS

Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 μm)

