




QT-Sampler

BWT-840001283

Le QT-Sampler est un accessoire destiné à la transmission de mesures Raman qui permet de tester l'uniformité du contenu de comprimés pharmaceutiques. Compatible avec i-Raman NxG 785H.

Ouvertures et porte-échantillons vendus séparément.

Contenu de la livraison BWT-840001283

Order Number	Description	Quantité
BWT-840001177	Outil de suppression d'ouverture Outil de suppression d'ouverture pour interchanger facilement différentes ouvertures pour une taille de spot Raman optimale pour la transmission Raman avec QT-Sampler. TOOL-APERTURE	1 PCS
		
BWT-840001153	Mallette de transport pour QT-Sampler Mallette de transport légère en polycarbonate noir pour le module QT-Sampler. Étanche à l'eau, indéformable et étanche à la poussière, avec garnissage mousse sur mesure. CCRM QT-Sampler	1 PCS
		

Accessoires optionnels

BWT-840000940

**Kit optique et pièce
d'insertion d'échantillon QT-
Sampler – 2 mm**

Kit comprenant une ouverture d'excitation de 2 mm, une ouverture de collecte, un grand porte-échantillon rond et un grand porte-échantillon carré pour le QT-Sampler.



BWT-840000941

**Kit optique et pièce
d'insertion d'échantillon QT-
Sampler – 4 mm**

Kit comprenant une ouverture d'excitation de 4 mm, une ouverture de collecte, un grand porte-échantillon rond et un grand porte-échantillon carré pour le QT-Sampler.



BWT-840000942

**Kit optique et pièce
d'insertion d'échantillon QT-
Sampler – 6 mm**

Kit comprenant une ouverture d'excitation de 6 mm, une ouverture de collecte, un grand porte-échantillon rond et un grand porte-échantillon carré pour le QT-Sampler.



BWT-840000934

**Référence polystyrène pour
QT-Sampler**

Référence polystyrène pour l'accessoire de transmission Raman
QT-Sampler.

