





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 posizioni

2.0136.0610

Il Liquid Autosampler CIC (TEI) è utilizzato per l'analisi automatizzata di campioni liquidi mediante Combustion IC. Può essere usato in combinazione con i Boat Introduction Module (6.07311.010 o 6.07311.020) e il Liquid Introduction Module (6.07311.040).

Parti incluse 2.0136.0610

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 posizioni



1 PCS

6.7303.110

Tappo a scatto con setto rosso, 100 pezzi

Tappo a scatto con setto per vial da 11 mm. Garantisce una tenuta affidabile e un'ampia compatibilità chimica per le analisi di routine in laboratorio.

Quantità: 100 pezzi



1 PCS

6.7303.100

Vial vetro, 1,8 ml, forma a U, 100 pezzi

Ottimizza il recupero del campione con questo vial con anello a scatto universale da 1,8 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume.

Quantità: 100 pezzi



1 PCS

6.07313.040

Set di contenitori per lavaggio/rifiuti per Liquid Autosampler CIC (TEI)

Set di contenitori per lavaggio/rifiuti per il Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 PCS

6.07311.290

Setto per Introduction Module (TEI)

Setto per porta di iniezione degli Introduction Module (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 e 6.07311.040.



1 PCS

6.07313.020

Vite e manicotto per Liquid Autosampler CIC (TEI)

Vite e manicotto a pressione per capillari da 1/16" per collegare l'ago ai tubi di trasferimento del Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 PCS

6.07313.110

Ago di ricambio per CIC (TEI)

Ago di ricambio (TEI) per siringa di dosaggio del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o per l'iniezione manuale di campioni liquidi.



1 PCS

6.07313.050

Set di vial Prime per Liquid Autosampler CIC (TEI)

Set di vial Prime per la preparazione di Liquid Autosampler CIC (TEI).



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.07313.020	Vite e manicotto per Liquid Autosampler CIC (TEI) Vite e manicotto a pressione per capillari da 1/16" per collegare l'ago ai tubi di trasferimento del Liquid Autosampler CIC (TEI).	
6.07313.100	Siringa da 100 µL per iniezione manuale (TEI) Siringa dosatrice per l'iniezione manuale di campioni liquidi utilizzando uno dei tre Introduction Module (6.07311.010, 6.07311.020 o 6.07311.030).	
6.07313.110	Ago di ricambio per CIC (TEI) Ago di ricambio (TEI) per siringa di dosaggio del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o per l'iniezione manuale di campioni liquidi.	
6.7302.120	Lana di quarzo per 6.7302.110, 10 g Lana di quarzo per fissare il campione nella provetta in quarzo (6.7302.110).	