



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

2.1056.1200

L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control funge da reagent organizer e garantisce l'illuminazione dell'interno dell'OMNIS IC System. Offre inoltre un sistema di rilevamento delle perdite integrato nel software.

L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control è sempre posizionato sull'OMNIS Extension Module superiore e funge anche da coperchio dell'OMNIS IC System. Sullo scarico dell'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control è installato un sensore perdite. L'illuminazione integrata nell'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control illumina l'interno dell'OMNIS IC System, non appena è aperta una porta.

L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control offre spazio per un massimo di 6 bottiglie e può essere dotato di ulteriori accessori, come ad esempio supporto per bottiglie, ancoraggio bottiglia, sensore di volume, agitatore magnetico o recipiente per scarico con sensore esterno per taniche.

Parti incluse 2.1056.1200

Order Number	Descrizione	Quantità
1.1056.1200	OMNIS Reagent Organizer Liquid Control L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control funge da reagent organizer e garantisce l'illuminazione dell'interno dell'OMNIS IC System. Offre inoltre un sistema di rilevamento delle perdite integrato nel software. L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control è sempre posizionato sull'OMNIS Extension Module superiore e funge anche da coperchio dell'OMNIS IC System. Sullo scarico dell'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control è installato un sensore perdite. L'illuminazione integrata nell'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control illumina l'interno dell'OMNIS IC System, non appena è aperta una porta. L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control offre spazio per un massimo di 6 bottiglie e può essere dotato di ulteriori accessori, come ad esempio supporto per bottiglie, ancoraggio bottiglia, sensore di volume, agitatore magnetico o recipiente per scarico con sensore esterno per taniche.	1 PCS
6.02102.010	Cavo MDL CM/CF 0,5 m Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (0,5 m)	1 PCS

Accessori opzionali

6.01602.100

**Sifone per bottiglia GL 45, 2 x
M6, UNF 10/32**

Sifone per bottiglia GL 45 per bottiglie di eluente, reattivo e di lavaggio, con connettori per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



6.01602.110

**Sifone per bottiglia S 40, 2x
M6, UNF 10/32**

Tappo S 40 per contenitori da 10 L.



6.01608.000

Bottiglia in PP, 2 L, GL 45

Bottiglia da 2 L (PP) progettata per l'OMNIS Reagent Organizer, con indicazione del volume per eluente, rigenerante, reattivo e soluzioni di lavaggio.



6.02009.000

**Supporto per sensore di
volume, capacità 10 L**

Supporto per contenitore da 10 L con sensore di volume integrato.



6.02050.000

Supporto per bottiglia, RO

Supporto per bottiglie per bottiglia dell'eluente in PP 2 L
sull'OMNIS IC Reagent Organizer.



6.02050.010

Ancoraggio per bottiglia RO

Ancoraggio bottiglia per bottiglia dell'eluente in PP 2 L
sull'OMNIS IC Reagent Organizer.



6.02050.100

**Supporto per bottiglia RO,
universale**

Supporto per bottiglia per bottiglie di vetro da 1 L o da 2 L
sull'OMNIS Reagent Organizer.



6.02050.110

**Ancoraggio per bottiglia RO,
universale**

Ancoraggio bottiglia per bottiglie di vetro da 1 L o da 2 L
sull'OMNIS Reagent Organizer.



6.02765.000

**Collettore scarichi, 4 x UNF 10
/32**

Recipiente per scarico per fino a quattro capillari di scarico.



6.05332.000

**Equipaggiamento OMNIS IC:
contenitore 10 L, LC**

Set di accessori per il monitoraggio automatico del contenitore
da 10 L.

Prerequisiti:
OMNIS IC con ROLC



6.05801.040

Sensore di volume, kit ROLC



Upgrade kit per dotare l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control di un sensore di volume aggiuntivo.

Prerequisiti:

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm locale autorizzato.

6.05801.090

Agitatore magnetico, ROLC kit



Upgrade kit per dotare l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control con un agitatore magnetico.

Prerequisiti:

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.