



Polytron PT 1300 D

2.136.0100

Polytron PT 1300 D - versione Metrohm

Omogenizzatore che può essere comandato direttamente tramite OMNIS Software, tiamo™ o Touch Control.

Il Polytron PT 1300 D è composto da uno strumento di controllo e da un azionamento. Il sistema di accoppiamento sull'azionamento consente il semplice e veloce scambio degli aggregati senza attrezzi supplementari.

I campioni solidi possono essere ridotti senza fatica. Lo strumento è perfettamente adatto per una buona miscelazione dei campioni viscosi.

Parti incluse 2.136.0100

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - versione Metrohm


Omogenizzatore che può essere comandato direttamente tramite tiamo[™] o Touch Control.



1 PCS

1.136.0110

Alimentatore per Polytron PT 1300 D



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1462.250	Braccio rotante per Polytron e 786 Swing Head, rotante a sinistra Braccio rotante per Polytron e 786 Swing Head, rotante a sinistra, con una sola punta di buretta per l'aggiunta di solvente o di soluzione titolante e tre ugelli spray per il lavaggio. Il braccio rotante consente l'uso del Polytron per la preparazione del campione su cestelli multi riga.	
6.2047.110	Supporto per Polytron Supporto per il fissaggio del Polytron sulla barra di supporto.	
6.9012.000	Aggregato di dispersione per Polytron, 125 mm Aggregato di dispersione standard per Polytron 1300 D	
6.9012.010	Aggregato di dispersione per Polytron, 157 mm Aggregato speciale di dispersione (versione Metrohm) con lame sporgenti	

6.02008.010

Supporto Polytron

Per il fissaggio del Polytron, adatto a 601405040.



6.02008.030

Supporto per omogeneizzatore per strumenti di titolazione Eco

Supporto per omogeneizzatore per il fissaggio del Polytron, adatto alla parte superiore della cella di titolazione 601405060

