



703 Titration Stand con agitatore e pompa

2.703.0010

Stand di titolazione compatto con agitatore magnetico e pompa integrata per l'aggiunta di solventi e per aspirare via il contenuto della cella di titolazione.

Parti incluse 2.703.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.703.0010	703 Titration Stand con agitatore e pompa
		Stand di titolazione compatto con agitatore magnetico e pompa integrata per l'aggiunta di solventi e per aspirare via il contenuto della cella di titolazione.



2 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1446.060

Tappo / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1543.110

Punta di dosaggio / filettatura M8

Da usare con 676 Sample Changer insieme con tubi 6.1805.200 e 703 Ti Stand



2 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1608.023

Bottiglia in vetro ambrato / 1000 mL / GL 45

Per unità intercambiabili. Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



1 PCS

6.1608.030

Bottiglia / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Tubo di assorbimento con connessione per tubi

Tappo con connessione per tubi



2 PCS

6.1801.000

Tubi in PVC / 4 mm / 7 mm / 1 m





1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



Per 681 Pump Unit e 703 Ti Stand



Per fori filettati M8. Per attacchi della bottiglia 6.1602.1XX e bottiglie 6.1608.0XX



1 PCS

6.2001.010

Stand di supporto con asta di supporto

Per Dosimat e Titrino



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2108.100

Cavo di connessione per 622/649/703/728, 0.5 m

Per alimentare il 622, 649, 728 Stirrers e il 703 Ti Stand dallo strumento di controllo e dai corrispondenti Dosimat



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni

