

733 IC Separation Center

2.733.0120

733 IC Separation Center with two injectors

Parti incluse 2.733.0120

Qt.	Order no.	Descrizione	
1 PCS	6.1816.000	Tubi in Silicone 6 mm, 0.5 m Tubo di drenaggio per il comparto interno dell'IC Separation Center	
1 PCS	6.1831.010	Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m Per tutti i componenti IC	
2 PCS	6.2027.030	Supporto per colonna 8.5 mm Per montare le colonne nel comparto colonne degli strumenti IC	

2 PCS

6.2027.040

Supporto per colonna da 11.3 mm

Per montare le colonne nel comparto colonna degli strumenti IC



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



2 PCS

6.2744.020

Accoppiatore Luer/UNF

Per strumenti IC



4 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



2 PCS


6.2816.020

Siringa da 10 mL con connessione Luer

Per diverse applicazioni in IC e VA



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1825.210	Loop di campionamento in PEEK 20 µL Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK	
6.2057.010	Supporto per cella di dialisi Per la cella di dialisi nel comparto colonne IC	
6.5904.030	Rotore, iniettore 6/2 Rotore per iniettore 6/2 nei sistemi IC.	
6.5904.050	Iniettore con loop interno da 0,25 µL Iniettore a disco piatto con loop interno da 0,25 µL	

6.5904.060

Rotore (loop interno 0,25 µL)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.5904.050), loop interno 0,25 µL



6.5904.070

Rotore (loop interno 1,0 µL)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.9956.001), loop interno 1,0 µL

