

733 IC Separation Center

2.733.0130

733 IC Separation Center with MSM

Parti incluse 2.733.0130

Qt.	Order no.	Descrizione	
1 PCS	6.1816.000	Tubi in Silicone 6 mm, 0.5 m Tubo di drenaggio per il comparto interno dell'IC Separation Center	
1 PCS	6.1831.010	Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m Per tutti i componenti IC	
1 PCS	6.2027.030	Supporto per colonna 8.5 mm Per montare le colonne nel comparto colonne degli strumenti IC	

1 PCS

6.2027.040

Supporto per colonna da 11.3 mm

Per montare le colonne nel comparto colonna degli strumenti IC



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.020

Accoppiatore Luer/UNF

Per strumenti IC



2 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2816.020

Siringa da 10 mL con connessione Luer

Per diverse applicazioni in IC e VA



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1825.220	Loop di campionamento in PEEK 100 µL Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK	
6.1825.230	Loop in PEEK da 10 µL Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK	
6.2057.010	Supporto per cella di dialisi Per la cella di dialisi nel comparto colonne IC	
6.2755.000	Archetto per pompa peristaltica Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.	

6.2831.000 Specchio di controllo
Per la determinazione della posizione



6.2832.000 Rotore MSM A
Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM



6.2832.010 Raccordo per MSM e MSM-LC

Con linee di alimentazione e scarico. Per tutti gli strumenti IC con MSM (Metrohm Suppressor Module).
Per la sostituzione negli strumenti Professional IC di generazione 850, 881, 882 e 883 (prodotti prima del 2017).



6.5904.030 Rotore, iniettore 6/2

Rotore per iniettore 6/2 nei sistemi IC.



6.5904.050

Iniettore con loop interno da 0,25 μ L

Iniettore a disco piatto con loop interno da 0,25 μ L



6.5904.060

Rotore (loop interno 0,25 μ L)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.5904.050), loop interno 0,25 μ L



6.5904.070

Rotore (loop interno 1,0 μ L)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.9956.001), loop interno 1,0 μ L

