



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

Pompa peristaltica per connessione diretta ai Sample Processor. La versione «Rinsing» contiene numerosi accessori di lavaggio.

Parti incluse 2.772.0130

Order Number	Descrizione	Quantità
1.772.0110	772 Pump Unit Pompa peristaltica da collegare direttamente ai Sample Processor.	1 PCS
		
6.1621.000	Contentitore da 10 L Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati	1 PCS
		
6.1801.120	Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m	2 PCS
		

6.1805.060

Tubo in FEP / M6 / 60 cm

3 PCS

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



6.1808.170

Distributore per tubi di pompaggio ai Sample Processor

1 PCS

Distributore Sample Processo per il montaggio sui Sample Processor per il lavaggio e l'aspirazione in caso d'impiego di pompe collegate all'esterno.



6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

2 PCS

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



6.1826.100


Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

1 PCS

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).

6.1828.000


Connessione in PVDF

1 PCS

Per recipiente 6.1621.000.

6.2740.020


Spruzzatore

3 PCS

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.

Accessori opzionali

6.1826.160

Pompa peristaltica Viton

Per pompe peristaltiche.



6.2160.010

**Cavo adattatore / 2 m / presa
M8 / 2 x connettore B**

Cavo adattatore / 2 m / presa M8 / 2 x connettore B. Per 772
Pump Unit.

