




791 VA Detector

2.791.0020

Rivelatore amperometrico per cromatografia ionica

Parti incluse 2.791.0020

Order Number	Descrizione	Quantità
1.791.0010	791 IC VA Detector D	1 PCS
		
6.2120.020	Cavo per mini elettrodo / spina F - 2 mm 1 mini presa per la connessione di pin di diametro di 2 mm e 1 mini spina di tipo F. Per la connessione degli elettrodi all' IC VA Detector	3 PCS
		
6.2704.010	Guarnizioni per cella del VA detector In PTFE. DA usare con 656 Electrochemical Detector e 791 VA Detector	4 PCS
		

6.2704.020

Guarnizioni per cella del VA detector

3 PCS

Da usare con 656 Electrochemical Detector e VA Detector



6.2813.020

Dummy Cell per VA Detector

1 PCS

Simulazione elettrica della cella voltammetrica, usata per simulazione e controllo. Per rilevatori VA.



Accessori opzionali

6.1204.130

**Punta dell'elettrodo di
argento**



Punta dell'elettrodo in metallo, argento (Ag). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.

6.1204.140

Punta dell'elettrodo d'oro



Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.

6.2128.170

Cavo analogico 771



Per collegare 771 IC Compact Interface - uscita analogica del rilevatore (732)

6.2802.000

**Set di pulizia per elettrodi
solidi**

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di
ossido di alluminio (granulometria 0.3 μm)

