



Elettrodo ad anello dPt

6.00403.300

Elettrodo ad anello di platino combinato digitale per OMNIS con un diaframma fisso a smeriglio. Questo elettrodo è adatto alle titolazioni redox con valore di pH variabile ad es.

- tenore di ossigeno secondo il metodo di Winkler
- determinazione di perossido di idrogeno con KMnO_4
- titolazioni per diazotazione

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità. Come elettrolita di riferimento e per la conservazione viene utilizzato $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.

Parti incluse 6.00403.300

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm	1 Stk



Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene

6.2008.040

Porta punta

1 Stk



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.

Accessori opzionali

6.2308.020

Elettrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



6.02104.300

Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 0,55 m

Cavo per il collegamento di una dTrode (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.



6.02104.310

Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 1,5 m

Cavo per il collegamento di una dTrode (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.

