

Smorzatore di pulsazioni con supporto

6.02010.000

Per le analisi senza soppressione (come ad esempio una determinazione standard dei cationi), Metrohm raccomanda di installare uno smorzatore di pulsazioni tra la pompa ad alta pressione OMNIS e l'iniettore OMNIS. Lo smorzatore di pulsazioni con percorso di flusso privo di metalli smorza le fastidiose pulsazioni della pompa ad alta pressione. In questo modo è possibile ottenere limiti di rilevazione bassi e una linea di base stabile. I componenti a contatto con i mezzi sono privi di metalli.

Parti incluse 6.02010.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.01831.160	Capillare in PEEK PA - INJ, 180/0,5 mm
		Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2620.150	Smorzatore di pulsazioni (esente da metalli) Per tutti i cromatografi ionici

