



Tappo in PP, DE 11,5 mm, 2000 pezzi

6.02743.080

Tappi per vial per campioni in polistirene da 5 mL realizzati in polipropilene. I tappi vengono prodotti e imballati in condizioni di camera bianca (camera bianca classe 7 secondo la norma DIN ISO 14644) e assicurano applicazioni IC ad elevata purezza.

Quantità: 2000 pezzi

Accessori opzionali

6.02743.020

Vial in PS, 5 mL, 2000 pezzi



Vial per campioni monouso con indicazione del volume prodotti da polistirene di alta qualità (PS), progettati specificamente per l'utilizzo con gli OMNIS IC Autosampler. Con un volume di 5 mL e una geometria ottimizzata (a fondo piatto), questi vial assicurano un'integrazione completa, una gestione sicura e un'automazione affidabile.

Prodotti e imballati in condizioni di camera bianca (camera bianca classe 7 secondo la norma DIN ISO 14644), i vial per campioni di Metrohm sono progettati per applicazioni ad elevata purezza. Sono convalidati per assicurare livelli di impurità minimi, il che li rende ideali per l'analisi delle tracce nella cromatografia ionica, dove anche piccole impurità possono compromettere i risultati.

Quantità: 2000 pezzi

6.02743.027

Vial in PS, 5 mL, 200 pezzi



Vial per campioni monouso con indicazione del volume prodotti da polistirene di alta qualità (PS), progettati specificamente per l'utilizzo con gli OMNIS IC Autosampler. Con un volume di 5 mL e una geometria ottimizzata (a fondo piatto), questi vial assicurano un'integrazione completa, una gestione sicura e un'automazione affidabile.

Prodotti e imballati in condizioni di camera bianca (camera bianca classe 7 secondo la norma DIN ISO 14644), i vial per campioni di Metrohm sono progettati per applicazioni ad elevata purezza. Sono convalidati per assicurare livelli di impurità minimi, il che li rende ideali per l'analisi delle tracce nella cromatografia ionica, dove anche piccole impurità possono compromettere i risultati.

Quantità: 200 pezzi

6.02041.510

**Rack dei campioni OMNIS 40
x 5 mL**



Rack dei campioni per il contenimento di 40 vial da 5 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.