




Kit di accessori: OMNIS IC L Module

6.05000.040

Set di accessori per completare l'installazione dell'OMNIS IC L Module.

Parti incluse 6.05000.040

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	Raccordo senza flangia M6, 1/8", 2 pz. Raccordo senza flangia per tubo da 1/8" e 3/16". Quantità: 2 pz.	2 PCS
		
6.02837.040	Tubo per filtro Tubo per filtro con adattatore Luer; protegge eluenti e reattivi dalle particelle.	2 PCS
		
6.01806.000	Capillare in PEEK, 2.000/0,18 mm	1 PCS
		

6.01805.500

Tubo in FEP 1/8" RO - DEG, 1.200 mm

2 PCS

Tubo in FEP pretagliato con etichetta per OMNIS IC



6.01831.100

Capillare in PEEK DEG - HPP, 250/0,75 mm

2 PCS

Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC



6.01831.110

Capillare in PEEK HPP - INJ, 160/0,5 mm

2 PCS

Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC




6.1825.210

Loop di campionamento in PEEK 20 µL

2 PCS

Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK



6.01831.140

Capillare in PEEK INJ - COL, 180/0,18 mm

1 PCS

Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC



6.2744.070

Viti di fissaggio corte

2 PCS

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



6.2744.320

Accoppiamento in PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Collega tubi di trasferimento (M6) con capillari (UNF 10/32)



6.01831.180

Capillare in PEEK INJ - COL, 280/0,18 mm

1 PCS

Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC



6.05801.310

Kit scarico, L

1 PCS



Kit dello scarico per sostituire il tubo di scarico e le connessioni nell'OMNIS IC L.

Prerequisiti:

2105200x0 OMNIS IC L