



Equipaggiamento OMNIS IC: gradiente dose-in

6.05332.090

Set di accessori per gradiente dose-in in OMNIS IC: viene creato un gradiente miscelando diversi eluenti in un rapporto di miscelazione che varia nel corso della durata dell'analisi.

Un'OMNIS Cylinder Unit dosa un eluente concentrato o diluito nel flusso principale dell'eluente in un rapporto prestabilito. Questo cambia la concentrazione complessiva della fase mobile. Il risultato è una separazione ottimale di tutti gli ioni con una durata dell'analisi accettabile.

Prerequisiti:

OMNIS IC S/M/L, comprendente:

– OMNIS Dosing Drive Unit disponibile

Parti incluse 6.05332.090

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	Raccordo senza flangia M6, 1/8", 2 pz. Raccordo senza flangia per tubo da 1/8" e 3/16". Quantità: 2 pz.	2 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.200	Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6 Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)	1 PCS
		

6.01805.400

Tubo in FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

1 PCS



6.02006.120

Supporto, asta di ancoraggio

1 PCS

Supporto per il fissaggio di connettori a T all'asta di ancoraggio nell'OMNIS IC.



6.02744.020

Connettore a T, M6

1 PCS

Connettore a T per 3 tubi M6.



6.06007.340

Licenza di funzionamento gradiente dose-in

1 PCS

Licenza di funzionamento per gradiente dose-in in OMNIS.

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Accessori opzionali

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



L'OMNIS Dosing Drive Unit funge da dosing drive per unità cilindro applicabili, che servono all'aspirazione e al dosaggio precisi di volumi di liquido.

L'OMNIS Dosing Drive Unit è compatibile con diverse unità cilindro (da 2 a 50 mL). Grazie al nuovo design è possibile ottenere una maggiore risoluzione e precisione durante il dosaggio.

Specifiche:

- Risoluzione: 250.000 passi per volume cilindro
- Tempi di dosaggio/ tempi di riempimento: 10 secondi