



Equipaggiamento OMNIS IC: setup a due torri

6.05332.120

Set di accessori per un OMNIS IC senza OMNIS IC AS o ASCOOL: se il sistema OMNIS IC deve essere configurato in 2 stack (setup a due torri), l'OMNIS IC deve essere dotato di una piastra di base e l'AS/ASCOOL di un reagent organizer.

Prerequisiti:

OMNIS IC S/M/L

Parti incluse 6.05332.120

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02107.000	Cavo di alimentazione 1 m Cavo di alimentazione (1 m) per il collegamento di uno strumento OMNIS a un Ethernet Router, a un Ethernet Switch o alla rete locale	1 PCS
6.01816.010	Tubo in silicone, 8/12 mm, 2 m Tubo di scarico	2 PCS
6.02601.060	Asta di ancoraggio, Extension Asta di ancoraggio per OMNIS IC Extention Module.	1 PCS

6.01808.010

Connettore per tubi a Y, PP, 3 x 7-8 mm

2 PCS

Connettore per il tubo di scarico.



6.01816.000

Tubo di scarico, 7/9 mm, 1 m

1 PCS

Tubo di scarico in silicone



6.02061.000

Reagent Organizer

1 PCS

Organizer per bottiglie del reattivo e dell'eluente per strumenti OMNIS IC.



6.02061.100

Piastra di base

1 PCS

Piastra di base per moduli OMNIS IC e strumenti preconfigurati (OMNIS IC S, M, L).



6.02061.200

Piastra terminale, Extension/AS

1 PCS

Piastra terminale tra Extension o autocampionatore e Reagent Organizer o controllo dei liquidi nel Reagent Organizer.



6.02122.130

Cavo di alimentazione, C13/14, 1 m

1 PCS

Cavo di alimentazione (1 m) per la connessione di un OMNIS Extension Module

