



Accessori KFT per IONIC Titrator

6.05609.020

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica con IONIC Titrator

Parti incluse 6.05609.020

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1903.020	Barra di agitazione / 16 mm Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm	1 PCS
		
6.1903.030	Barra di agitazione / 25 mm Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.	1 PCS
		
6.00346.100	Doppio elettrodo ad anello Pt per volumetria Elettrodo indicatore per la titolazione Karl Fischer, più robusto e più facile da pulire rispetto al tradizionale elettrodo a barra di platino (6.0338.100) grazie ai due anelli di platino fusi.	1 PCS
		

6.01405.010

Parte superiore della cella di titolazione OMNIS per la titolazione Karl-Fischer volumetrica 1 PCS

Parte superiore della cella di titolazione per la titolazione Karl Fischer volumetrica con un titolatore OMNIS.



6.01406.010

Tubo di assorbimento con coperchio 1 PCS

Tubo di assorbimento con coperchio per titolatore volumetrico Karl Fischer OMNIS



6.01406.220

Cella di titolazione 20 – 90 mL 1 PCS

Cella di titolazione 20 – 90 mL con tappo a vite per l'utilizzo con le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.



6.01408.010

Set guarnizioni per cella di titolazione Karl Fischer 1 PCS

Set di guarnizioni completo, adatto a 6.05609.000 e 6.05609.010.



6.01543.120

**Siringa antidiffusione**

1 PCS

Punta per titolazione con valvola antidiffusione, adatta al titolatore Karl Fischer OMNIS.

6.02709.010

**Tappo**

3 PCS

Tappo in plastica, adatto a titolatore Karl Fischer OMNIS 2.1001.4220.

6.02709.020

**Tappo con setto**

1 PCS

Tappo con setto in plastica, adatto alla parte superiore della cella di titolazione 6014050X0.

6.02709.030

**Raccordo a vite**

2 PCS

Raccordo a vite in plastica, adatto alla parte superiore della cella di titolazione 6014050X0.

6.02801.000

Batuffoli per tubo di assorbimento

1 PCS

Batuffoli di cotone (4 pezzi), adatti a tubo di assorbimento OMNIS 601406010.



6.1448.010

Setto da 12 mm, 5 pezzi

1 PCS

Set di 5 unità.



6.2816.020

Siringa da 10 mL con connessione Luer

2 PCS

Per diverse applicazioni in IC e VA



6.2816.030

Ago con raccordo Luer

2 PCS

Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



6.02104.060

Cavo dell'elettrodo spina P (pol.), 0,75 m

1 PCS



Cavo per il collegamento di un elettrodo polarizzabile analogico (testa con connettore G) a un modulo di misura analogico o un'interfaccia di misura.