



Kit postazione di diluizione

6.05801.250

La postazione di diluizione serve alla diluizione automatica di campioni. Una quantità definita del campione concentrato viene misurata con precisione da una OMNIS Dosing Drive Unit. Il campione concentrato viene trasferito nel contenitore di diluizione con il volume richiesto della soluzione di diluizione. L'agitatore magnetico installato mescola il campione concentrato e la soluzione di diluizione in modo uniforme. In seguito, il campione diluito viene convogliato nel percorso del campione attraverso l'uscita del campione.

Metrohm consiglia di utilizzare la seguente barra di agitazione:

– Barra di agitazione/8 x 3 mm (6.1903.000)

La postazione di diluizione è dotata di un troppo pieno. Il liquido nel troppo pieno viene raccolto nel raccogliocce, da lì scorre sul sensore perdite e viene infine convogliato nel sistema dei tubi di scarico.

Per ogni campionatore è possibile installare al massimo 1 x postazione di diluizione. In caso di impurità, è possibile pulire o sostituire il contenitore di diluizione.

Nota: Questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm locale autorizzato.

Accessori opzionali

6.1903.000

Barra di agitazione/8 x 3 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza di 8 mm e diametro di 3 mm.

