



Nucleosil 5SA - 125/4,0

6.1007.000

La colonna cationica IC Nucleosil 5SA - 125/4,0 utilizza gruppi solfonici per la separazione dei cationi. Con eluenti contenenti acidi organici ed etilendiammina, questa colonna può separare i cationi divalenti come magnesio, calcio e le ammine così come alcuni metalli di transizione (ad esempio nichel, zinco, cobalto, manganese). Ciò significa che la Nucleosil 5SA - 125/4,0 è una colonna di separazione economica e robusta per la determinazione dei metalli di transizione con misura della conducibilità diretta senza la derivatizzazione post-colonna. Calcio e magnesio così come alte concentrazioni di metalli alcalini possono essere determinati con precisione. La colonna è adatta solo per i cationi divalenti. I cationi monovalenti non possono essere determinati perché eluiscono quasi allo stesso tempo del picco di iniezione.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1007.110

Nucleosil 5SA 2 cartuccia Guard/4,0

Per proteggere la colonna analitica Nucleosil 5SA - 125/4,0. Necessita del supporto 6.2821.140 per la connessione alla colonna analitica.



6.2821.140

Supporto per Nucleosil 5SA 2 cartuccia Guard/4,0

Supporto per Nucleosil 5SA cartuccia Guard/4,0 per il collegamento alla colonna di separazione analitica.

