



# Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

6.1014.200

La colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata per la rimozione di contaminazioni ioniche, vale a dire cationiche e anioniche, da soluzioni acquose. La loro applicazione è consigliabile soprattutto nell'ambito di «MISP», la «Metrohm Inline Sample Preparation», per la pulizia dell'acqua di trasferimento. Grazie all'impiego della colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 possono essere ridotti fortemente gli influssi dell'acqua di trasferimento sul vuoto di sistema.

## Parti incluse 6.1014.200

| Qt.   | Order no.  | Descrizione     |
|-------|------------|-----------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | Tappo filettato |

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

