



Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: anione (GC, Ag/AgCl).

6.5337.030

Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi anionica con un elettrodo Glassy-Carbon e un elettrodo di riferimento Ag/AgCl.

Parti incluse 6.5337.030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1257.220	Elettrodo di lavoro GC

Elettrodo di lavoro in Glassy Carbon per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



1 PCS

6.1257.720

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl per 6.1257.xxx

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl per il rilevamento amperometrico.



1 PCS

6.1257.810

Spacer 50 µm per cella Wall Jet.

Spacer 50 µm per la cella Wall Jet amperometrica, 3 unità.



1 PCS

6.1257.830

Spacer 25 µm per cella Wall Jet

Spacer 25 µm per la cella Wall Jet amperometrica, 3 unità.



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2802.000

Set di pulizia per elettrodi solidi

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di ossido di alluminio (granulometria 0.3 μm)

