



Dotazione di elettrodi VA con elettrodo a disco rotante Glassy Carbon per la determinazione degli antiossidanti per strumenti Professional VA

6.5339.100

Set completo di elettrodi per le determinazioni degli antiossidanti. Contiene un azionamento per elettrodo a disco rotante, punta dell'elettrodo Glassy Carbon, RE in platino, elettrodo ausiliario in platino e recipiente di misura.

Parti incluse 6.5339.100

Order Number	Descrizione	Quantità
6.0343.100	Elettrodo separato a barra di Pt Elettrodo ausiliario in platino per voltammetria e CVS.	2 PCS
		
6.1204.510	Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con asse in titanio per strumenti Professional VA/CSV, filettatura M3.	1 PCS
		
6.1204.600	Punta dell'elettrodo in carbone vetroso, stelo in vetro. Punta dell'elettrodo in carbone vetroso (GC). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm $\pm$ 0,1 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3, errore di oscillazione radiale: 0,25 mm. Campo di temperatura: da 0 a 50 °C.	1 PCS
		

6.1415.150

Cella di titolazione / 5-70 mL

1 PCS



6.2802.000

Set di pulizia per elettrodi solidi

1 PCS

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di ossido di alluminio (granulometria 0.3 µm)

