



NIRS 12,5 mm cuvetta a flusso in quarzo da 2 mm

6.7401.320

Le cuvette a flusso in quarzo consentono il monitoraggio continuo per esempio dei processi di dissoluzione delle compresse e della cinetica della reazione. L'alta resistenza alla pressione e uno speciale sistema di raccolta delle bolle rendono particolarmente comode tutte le misure.

Le finestre in vetro di quarzo dalla massima purezza ed omogeneità assicurano una trasmissione superiore all'80% nella gamma di lunghezze d'onda da 200 nm a 2.500 nm.

Sono disponibili diversi spessori:

Spessore 0,5 mm e un volume = 175 μ L (numero ordine d'acquisto: 67401300)

Spessore 1 mm e un volume = 350 μ L (numero ordine d'acquisto: 67401310)

Spessore 2 mm e un volume = 700 μ L (numero ordine d'acquisto: 67401320)

Spessore 5 mm e un volume = 1.750 μ L (numero ordine d'acquisto: 67401330)

Spessore 10 mm e un volume = 3.500 μ L (numero ordine d'acquisto: 67401340)

Dimensioni H x l x L = 35 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Altezza della finestra = 8,5 - 15 mm

Compatibile con supporto distanziatore NIRS per XDS Rapidliquid Analyzer e supporto DS2500 per DS2500 Liquid Analyzer.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7403.110	NIRS XDS distanziatore per cuvette da 0,5 mm (6.7401.110) Distanziatore per il fissaggio delle cuvette in quarzo aperte con spessore complessivo 0,5 mm in un NIRS XDS RLA Analyzer.	
6.7403.180	NIRS Spacer per cuvette 12,5 mm Distanziatore per una posizione ottimale della cuvetta nel portacampioni disponibile nel NIRS Spacer per il set di cuvette da 12,5 mm.	