





Liquid Autosampler CIC (TEI)、30 ポジション

2.0136.0610


Liquid Autosampler CIC (TEI) は、液体サンプルを Combustion IC を用いて自動で分析するために使用されます。これは、Boat Introduction Modules (6.07311.010または 6.07311.020)、および Liquid Introduction Module (6.07311.040) と組み合わせて使用することができます。

納品範囲 2.0136.0610

Order Number	説明	数量
1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI)、30 ポジション	1 PCS



6.7303.110	赤のセプタム付きスナップキャップ、100 個	1 PCS
------------	------------------------	-------



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します。

数量: 100 個

6.7303.100	ガラス製バイアル、1.8 ml、U 型、100 個	1 PCS
------------	---------------------------	-------



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの汎用 1.8 mL スナッピングバイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。

数量: 100 個

6.07313.040

**Liquid Autosampler CIC (TEI) のための洗浄用/廃棄物
用容器セット** 1 PCS

Liquid Autosampler CIC (TEI) のための洗浄用/廃棄物用
容器セット。



6.07311.290

Introduction Module (TEI) のためのセプタム 1 PCS

Introduction Modules (TEI) 6.07311.010、
6.07311.020、6.07311.030 および 6.07311.040 の注
入ポートのためのセプタム。



6.07313.020

**Liquid Autosampler CIC (TEI) のためのボルトおよび
スリーブ** 1 PCS

針を Liquid Autosampler CIC (TEI) の移送チューブと接
続するための 1/16" キャピラリー用のボルトおよび圧力
スリーブ。



6.07313.110

CIC (TEI) のための交換針

1 PCS



6.07313.050

Liquid Autosampler CIC (TEI) 用 Prime Vial Set 1 PCS

Liquid Autosampler CIC (TEI) 調製用の Prime Vial のセット。



オプションアクセサリ

6.07313.020

**Liquid Autosampler CIC
(TEI) のためのボルトおよびス
リーブ**

針を Liquid Autosampler CIC (TEI) の移送チューブと接続するための 1/16" キャピラリー用のボルトおよび圧カスリーブ。



6.07313.100

注射器 100 μ L 手動注入 (TEI)

三つの Introduction Modules (6.07311.010、6.07311.020 または 6.07311.030) のうち一つを用いての液体サンプルの手動注入のための吐出シリンジ。



6.07313.110

CIC (TEI) のための交換針



6.7302.120
Quartz wool for
6.7302.110, 10 g

