



OMNIS Titrator Oil

2.1001.3220

OMNIS Titrator Oilは、あらゆる一般的な石油化学製品の分析のための完璧なパッケージを提供します。パッケージには、マグネチックスターラおよびプロペラスターラ付きOMNIS Advanced Titrator、20 mLのシリンダーユニット、非水溶媒による酸/塩基滴定のためのd-Solvotrode、およびOMNISソフトウェアのスタンドアローンライセンスが含まれています。

納品範囲 2.1001.3220

Order Number	説明	数量
1.1006.0020	ロッドスターラー滴定 OMNIS 滴定装置に接続するためのプロペラスターラー (ケーブル長 1.1 m)。	1 PCS
6.00203.300	dSolvotrode あらゆる酸/塩基の非水滴定のための OMNIS 用デジタル複合pH 電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグランドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚染されたサンプルにも適しています。 電極は、非水性参照内部液 (塩化リチウムまたはTEABr) と共に用いることができます。 対応する参照内部液にて保管します。 dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。	1 PCS
6.01900.010	プロペラスターラー 30 mm ETFE ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー ETFE 30 mm	1 PCS

6.02100.010

計測モジュール デジタル

1 PCS



デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネル。

6.02104.300

電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m

1 PCS



dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル

6.02107.000

ネットワークケーブル 1 m

1 PCS



OMNIS 装置をイーサネットルーター、イーサネットスイッチ、もしくはローカルネットワークに接続するためのネットワークケーブル (1 m)

6.03004.220

シリンダーユニット OMNIS 20 mL スペシャル

1 PCS



6.06000.000

OMNISソフトウェアデータキャリア

1 PCS

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

6.06003.010

OMNIS スタンドアローンライセンス

1 PCS

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Windows™ コンピューター上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

6.01600.010

OMNIS Liquid Adapter

1 PCS



3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。

6.01601.000

ボトルキャップ multi-use

1 PCS



試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。

6.02005.000

電極ホルダー OMNIS

1 PCS



OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。

6.06001.910

ファンクションライセンス Advanced

1 PCS

OMNIS Titrator のためのファンクションライセンス「Advanced」

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

- リキッドハンドリング (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (直接測定 & 標準添加)
- キャリブレーション (Cal)
- コンディショニング無しの終点滴定 (SET)
- 等量滴下当量点滴定 (MET)
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)
- OMNIS Titration Module または OMNIS Dosing Module を使用した滴定
- 並行吐出

6.1546.030

エキストラクターロッド

1 PCS



807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS の
ピストン用。

6.1608.020

ガラス瓶 / 1000 mL / GL 45

1 PCS



補助溶液用ボトル。

6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

1 PCS



磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm

6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

1 PCS



磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。

6.2013.010

クランプリング

1 PCS



直径10 mmの支持棒用。

6.2016.050

支持棒 / 300 mm

1 PCS



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)

1 PCS



6.02005.010

電極保管ステーション

1 PCS



電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極保管ステーション。

6.02004.010

ボトルホルダー

1 PCS



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモジュールのためのボトルホルダー。

オプションアクセサリ

2.1042.0020

Dosino Module (ケーブル 2 m)



Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。

2.1042.0010

Dosino Module (ケーブル 0.75 m)



Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ0.75 m)。

6.05609.010

Polytronを伴うOMNISタイトレーター用KFT装置



Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

6.05609.000

**OMNISタイトレーター用KFT装
置**

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。



6.06001.160

**コンディショニング付きのファ
ンクションライセンスKFT**

OMNIS滴定システムのコンディショニングによるカールフィッ
シャー容量滴定法のファンクションライセンス。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE