



マグネチックスターラのついた OMNIS ドージングモジュール

2.1003.0110

追加の滴定スタンド、および滴定/ドージング用追加ビュレットによって拡張するためのOMNIS滴定装置への接続のためのマグネチックスターラ付きドージングモジュールです。5、10、20、50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。

納品範囲 2.1003.0110

Order Number	説明	数量
1.1003.0130	スターラーのついた OMNIS Dosing Module	1 PCS



6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter	1 PCS
-------------	-----------------------------	-------



3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。

6.01601.000	ボトルキャップ multi-use	1 PCS
-------------	--------------------------	-------



試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。

6.1608.020

ガラス瓶 / 1000 mL / GL 45

1 PCS

補助溶液用ボトル。



6.02005.000

電極ホルダー OMNIS

1 PCS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



6.2013.010

クランプリング

1 PCS

直径10 mmの支持棒用。



6.2016.050

支持棒 / 300 mm

1 PCS



6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

1 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

1 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



6.1546.030

エキストラクターロッド

1 PCS

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS の
ピストン用。

6.02004.010

ボトルホルダー

1 PCS

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモ
ジュールのためのボトルホルダー。

オプションアクセサリ

6.02102.010
ケーブル MDL プラグ / ソケット 0.5
m

MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル
(0.5 m)



6.02102.020
ケーブル MDL プラグ / ソケット 1 m

MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (1
m)



6.02102.030
ケーブル MDL プラグ / ソケット 2 m

MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (2
m)



6.02102.040
ケーブル MDL プラグ / ソケット 5 m



MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (5 m)

6.02102.050
ケーブル MDL プラグ / ソケット 10 m



MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (10 m)

6.03001.120
シリンダーユニット OMNIS 2 mL



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 2 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.03001.150

**シリンダーユニット OMNIS 5
mL**

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.210

**シリンダーユニット OMNIS
10 mL**

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.220

**シリンダーユニット OMNIS
20 mL**

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.250

**シリンダーユニット OMNIS
50 mL**

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.01503.120

**シリンダーユニット OMNIS 2
mL 付属品なし**

OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 2 mL。



6.01503.150

**シリンダーユニット OMNIS 5
mL 付属品なし**

OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 5 mL。



6.01503.210
シリンダーユニット OMNIS
10 mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 10 mL。

6.01503.220
シリンダーユニット OMNIS
20 mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、もしくは吐出モジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。

6.01503.250
シリンダーユニット OMNIS
50 mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 50 mL。

6.02106.000

延長ケーブル Liquid Adapter
0.55 m

OMNIS Liquid Adapter を OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するための延長ケーブル（長さ 0.55 m）。



6.02106.010

延長ケーブル Liquid Adapter
2 m

OMNIS Liquid Adapter を OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するための延長ケーブル（長さ 2 m）。



6.05609.010

**Polytronを伴うOMNISタイ
レーター用KFT装置**

Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。



6.05609.000

**OMNISタイトレーター用KFT装
置**

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

