




OMNIS Sample Robot L Pick&Place

2.1012.1010

ポンプモジュール「Peristaltik」(4 チャンネル)、Pick&Place モジュール、および全自動滴定を直に導入するための多種の付属品のついた OMNIS Sample Robot L。このシステムでは、7つのサンプルラックに 120 mL のサンプルビーカー 112 個分のスペースが設けられており、

ご要望に応じて、システムには更に最高 4 つのペリスタリックポンプおよび追加で3つの Pick&Place モジュールを装備することができ、スループットを4倍に増やすことができます。このようにして、長時間にわたる中断のない稼働が保証されます。

納品範囲 2.1012.1010

Order Number	説明	数量
1.1012.0020	メインモジュール Pick&Place L	1 PCS
		
1.1006.0010	ロッドスターラー「Sample Robot」 固定取り付けケーブル（2.5 m）で OMNIS Sample Robot に直接接続するプロペラスターラー。	1 PCS
		
1.1014.0010	Pick&Place モジュール OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションに、分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーはPick&Placeモジュールの保管用ビーカーにて洗浄、または保管されます。分析中に攪拌する場合は、このワークステーションでは別個のプロペラスターラーを使用しなければなりません。	1 PCS
		

6.01403.030

滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

1 PCS



2つのドージングチップの取り付けられたOMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールにおいて 120 mL のビーカーを使用するための 3 NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄用および吸引用チューブの装備の準備。

6.01404.030

OMNISサンプルビーカー 120 mL 用ビーカーアダプター

2 PCS



サンプルビーカー 120 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター

6.01803.000

シリコンチューブ 8/12 2.5 m

2 PCS




こぼれ出た溶液が排出物用容器に安全に流れるよう、Pick&Place モジュールもしくはポンプモジュールの排出口と接続するためのシリコンチューブ。

6.01805.000

FEP チューブ接続部 / M6 / 66.5 cm

6 PCS



遮光および折れ曲がり防止付き。

6.01805.010

PTFE チューブ接続部 / M8 / 66.5 cm

2 PCS



遮光および折れ曲がり防止付き。

6.01900.030

プロペラスターラー 20 mm ETFE

1 PCS



ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー 20 mm

6.02001.010

ラック基盤

2 PCS



OMNIS Sample Robot のメインモジュール拡張のためのラック基盤

6.02003.010

モジュール基盤 M/L

1 PCS



OMNIS Sample Robot のメインモジュール M/L 拡張のためのモジュール基盤。

6.02041.030


OMNISサンプルラック、16 x 120 mL、(PP)

7 PCS

16個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレースのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：

6.01400.200、6.01400.300、6.01400.303。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

6.02601.010


グリッパーフィンガー 43 ~ 65 mm

1 PCS

外径が 43 ~ 65 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。

6.05001.010


付属品セット ポンプモジュール「Peristaltik」(2チャンネル)

2 PCS

付属品セットにはポンプモジュール「Peristaltik」の洗浄ポンプおよび吸引ポンプの配管に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各2つずつ付属しています。

6.1621.000


Container 10 L

4 PCS

6.1621.100

Cap for 10-L container

4 PCS



6.2709.070

Guiding sleeve

2 PCS



6.2740.020

Spray nozzle

6 PCS



6.01400.200

プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 120 mL、20 個 7 PCS

プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー
120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030に適合、
20 個。



6.02706.000


Sample Robot用のケーブルカバー

1 PCS

ケーブルカバーは、OMNIS Sample RobotのMDLケーブルおよびイーサネットケーブルのコネクタを保護します。

1.1016.0130


ポンプモジュールペリスタリック (4チャンネル)

1 PCS

6.01543.100


排液チップオートメーション

2 PCS

オプションアクセサリ

2.1003.0010 スターラなしのOMNISドージン グモジュール



滴定/ドージング用追加ビュレットによって拡張するためのOMNIS 滴定装置への接続のためのドージングモジュールです。別個の滴定 スタンドとして用いるためのマグネチックスターラもしくはプロペ ラスターラによって拡張可能です。5、10、20、50 mLのシリン ダーユニットが自由に選択可能です。

2.1042.0020 Dosino Module (ケーブル 2 m)



Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリング タスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェント ビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動シ ステムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。

6.02700.000 Pick&Place モジュールの安全 カバー



Pick&Place モジュールの安全カバー

6.05700.000

**消耗品キット OMNIS グリッ
パー**



OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用スライドスリーブおよびゴム製グリッパーフィンガー、各4つ。

6.05700.010

**消耗品キット OMNIS ポンプモ
ジュール (2チャンネル)**



OMNISポンプモジュールでの交換用ポンプチューブおよび付属の加圧クリップ、各2つ。消耗品キットにより、ポンプモジュールの2つのペリスタリックポンプを新たに装備することが可能です。

6.01400.300

**透明ガラス製サンプルビーカー
120 mL、20 個**



透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030 に適合、20 個。

6.01400.303
アンバーガラス製サンプルビーカー
120 mL、20 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプル
ラック 602041030 に適合、20 個



6.1828.000
PVDF connection nipple

