



Eco KF Titrator

2.1027.0010

納品範囲 2.1027.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1027.0010	Eco KF Titrator



1 PCS

6.1446.080

Threaded stopper / M8



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用ピストンツール

ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit



2 PCS

6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.1819.020

Tube



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



Eco KF Titrator用の保存デバイス



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.1029.0010	Solvent Pump Solvent Pumpは、Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometerと組み合わせて使用され、試薬に直接触れることなく、溶媒の確実な添加や滴定容器内の含有量の吸引排出を行うことができます。 オプションの電源装置6.2164.010 を使用すれば、装置に依存しない使用も可能です。
6.02709.040	流出防止ストッパー 滴定容器用蓋6014050X0用の流出防止ストッパー。
6.02711.000	ペーストスプーン ハチミツ、化粧品、油脂、または様々な乳製品などのペースト状物質のカルフィッシャー水分測定での使用に適しています。 ペーストスプーンを使用すると、高粘度サンプルの添加が容易になります。他の薬さじと同様に取り扱いが簡単になり、ペーストをカルフィッシャー滴定容器に、容易かつ迅速に、サンプルを損失することなく添加できます。 高粘度サンプルを素早く完全に溶解させるために、ホモジナイザーの使用も推奨します。 滴定容器用蓋 6014050X0 に対応。



6.05610.050 Eco KF Titrator用KFT装備

カールフィッシャー容量滴定用の付属品セット一式



6.05610.060 Polytron付きEco KF Titrator用KFT装備

Polytron付きカールフィッシャー容量滴定用の付属品セット一式



6.03002.150 シリンダーユニット Eco 5 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.210 シリンダーユニット Eco 10 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.220 シリンダーユニット Eco 20 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.250 シリンダーユニット Eco 50 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.9001.050 Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH



6.01406.250 滴定容器50～150 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリューキャップつ
き滴定容器50～150 mL



6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

