



Solvent Pump

2.1029.0010

Solvent Pumpは、Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometerと組み合わせて使用され、試薬に直接触れることなく、溶媒の確実な添加や滴定容器内の含有量の吸引排出を行うことができます。

オプションの電源装置6.2164.010を使用すれば、装置に依存しない使用も可能です。

納品範囲 2.1029.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1029.0010	Solvent Pump



1 PCS

6.02110.000

接続ケーブル Eco KF Titrator/Solvent Pump

Solvent PumpをEco KF Titratorと接続するためのケーブル、電力供給に使用



1 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

褐色ガラスボトル / 1000 mL / GL 45

交換ユニット用。補助溶液用ボトル。



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.050

Tube



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.01600.200


サイホンブレーカー



1 PCS

6.01804.210

ポリ塩化ビニルチューブ 4/6 0.35 m



1 PCS

6.01805.130

スクリーニップル付きPTFEチューブ 3/250 mm


試薬ボトルをサイホンブレーカーと接続するためのスクリーニップル付き吸引チューブ。





オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01807.000	吸着カートリッジ OMNISソルベントモジュールまたはソルベントポンプ用吸着カートリッジ、モレキュラーシープ6.2811.000での充填用。
6.2164.010	卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC 卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。
6.2811.000	Molecular sieve
6.2811.010	モレキュラーシープ (US) モレキュラーシープ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケータなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。 この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。



6.1446.220

溶媒モジュール試薬交換ストッパー

溶媒モジュール付き電量滴定セルでの試薬交換用ストッパーです。

