



OMNIS Actuator Unit

2.1056.0410

OMNIS Actuator Unit は、OMNIS IC System の様々なインジェクタやセクタ、および OMNIS MSM Unit の駆動システムとして機能します:

- OMNIS Actuator Unit はインジェクターバルブと組み合わせて、溶離液のフローへのサンプルのインジェクションに使用されます。
- セクターバルブを装備した OMNIS Actuator Unit は、複数の異なる液体を切り替えるトグルボタンとして使用されます。
- OMNIS MSM Unit はサプレッサーローターとともに Metrohm Suppressor Module (MSM) を形成しています。MSM は、OMNIS IC System でケミカルサプレッサーとして使用されます。

納品範囲 2.1056.0410

Order Number	説明	数量
1.1056.0410	OMNIS Actuator Unit OMNIS Actuator Unit は、OMNIS IC System の様々なインジェクタやセレクトア、および OMNIS MSM Unit の駆動システムとして機能します: – OMNIS Actuator Unit はインジェクターバルブと組み合わせて、溶離液のフローへのサンプルのインジェクションに使用されます。 – セレクターバルブを装備した OMNIS Actuator Unit は、複数の異なる液体を切り替えるトグルボタンとして使用されます。 – OMNIS MSM Unit はサプレッサーローターとともに Metrohm Suppressor Module (MSM) を形成しています。MSM は、OMNIS IC System でケミカルサプレッサーとして使用されます。	1 PCS



オプションアクセサリ

6.02842.040 ローターハウジング



OMNIS Actuator Unit を OMNIS MSM Unit にアップグレードするためのローターハウジング。

6.05332.130 OMNIS IC 機器: AutoSwitch



OMNIS IC の AutoSwitch 用付属品セット: 多くのサンプルでは、陰イオンや陽イオンなど、複数の分析物の分析が必要となります。OMNIS IC M は、AutoSwitch の分析実施を可能にするため、簡単にアップグレードできます。これにより、陰イオンおよび陽イオン分析など、オートメーションによる連続実行が可能になります。追加のインジェクタと 2 個の 3/2 方向バルブにより、様々な分析の自動切り替えが可能です。

前提条件:

OMNIS IC M には以下が含まれます:

- 6/2 または 7/3 インジェクタ (最低 1 x 7/3 インジェクタが必要です) が搭載された OMNIS Actuator Unit が使用可能
- OMNIS Column Thermostat Unit でのポジションが使用可能
- 1x 3/2 方向制御バルブ、M6 および 1x 3/2 方向制御バルブ、UNF が搭載された AS/ASCOOL

6.05801.170
インジェクタ 6/2 キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 6/2 インジェクタを増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 35 MPa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.180
インジェクタ 7/3 キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 7/3 インジェクタを増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 35 Mpa

前提条件:

2.10560.410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.190

**インジェクタ 4/2、0.25 µL
キット**



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 4/2、0.25µL 内部ループインジェクタを増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 24 MPa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.200

インジェクタ 4/2、1.0 µL キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 4/2、1.0 µL 内部ループインジェクタを増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 24 MPa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.210
インジェクタ 8/2 キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 8/2 インジェクタを増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 35 Mpa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.220
インジェクタ 10/2 キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 10/2 インジェクタを増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 35 Mpa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.230
セレクトラ 10/1、LP キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 10/1 セレクトラ、低圧力を増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.75 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PPS
- 最大圧力: 2 Mpa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.05801.240
セレクトラ 10/1、HP キット



OMNIS Actuator Unit に UNF 10/32 継手付きメタルフリー 10/1 セレクトラ、低圧力を増設するためのアップグレードキット。

インジェクタの仕様:

- 穴の内径: 0.4 mm
- ローターの材質: Valcon E
- ステーター材質: PAEK/カーボンファイバー
- 最大圧力: 35 Mpa

前提条件:

210560410 OMNIS Actuator Unit

情報: 本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

6.2832.000
MSM Rotor A



6.2842.000

MSM-HC Rotor A



6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

6.2842.200

MSM-HC Rotor C



6.2844.000

MSM-LC Rotor A

