



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

2.1056.1200

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は試薬オーガナイザーとして機能し、OMNIS IC System 装置内を照らします。さらに、ソフトウェアに統合されたリーク検出機能を提供します。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は、常に OMNIS Extension Module の最上部あり、同時に OMNIS IC System の蓋になっています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control の排出口には、リークセンサーが設置されています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control に装備されている照明は、1 つ以上ドアが開くと OMNIS IC System の内部を照らします。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control にはボトル用のスペースが 6 本まであり、ボトルホルダーやボトル固定具、容量センサー、マグネチックスターラ、外部のキャニスターセンサーが付いた排液容器などの他の付属品を装備することができます。

納品範囲 2.1056.1200

Order Number	説明	数量
1.1056.1200	OMNIS Reagent Organizer Liquid Control  OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は試薬オーガナイザーとして機能し、OMNIS IC System 装置内を照らします。さらに、ソフトウェアに統合されたリーク検出機能を提供します。 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は、常に OMNIS Extension Module の最上部あり、同時に OMNIS IC System の蓋になっています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control の排出口には、リークセンサーが設置されています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control に装備されている照明は、1 つ以上ドアが開くと OMNIS IC System の内部を照らします。 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control にはボトル用のスペースが 6 本まであり、ボトルホルダーやボトル固定具、容量センサー、マグネチックスターラ、外部のキャニスターセンサーが付いた排液容器などの他の付属品を装備することができます。	1 PCS
6.02102.010	ケーブル MDL プラグ / ソケット 0.5 m  MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (0.5 m)	1 PCS

オプションアクセサリ

6.01602.100
ボトルキャップ GL 45, 2 x
M6, UNF 10/32

溶離液、再生液、試薬、洗浄ボトル用ボトルキャップ GL 45、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



6.01602.110
ボトルキャップ S 40、2x M6、
UNF 10/32

10 L キャニスター用 キャップ S 40。



6.01608.000
PP 製ボトル、2 L、GL 45

OMNIS Reagent Organizer 用に設計されたボトル 2 L (PP)、溶離液、再生液、試薬、洗浄溶液用の容量表示機能付き。



6.02009.000

容量センサーホルダー、キャニスター 10 L

容量センサー内蔵の 10-L-キャニスター用ホルダー。



6.02050.000

ボトルホルダー、RO

OMNIS IC Reagent Organizer の溶離液ボトル PP 2 L 用ボトルホルダー。



6.02050.010

ボトル固定具 RO

OMNIS IC Reagent Organizer の溶離液ボトル PP 2 L 用ボトル固定具。



6.02050.100

ボトルホルダー RO、ユニバーサル

OMNIS Reagent Organizer に取り付ける、1 L または 2 L のガラスボトル用ボトルホルダー。



6.02050.110
ボトル固定具 RO、ユニバーサル

OMNIS Reagent Organizerに取り付ける、1 L または 2 L のガラス
ボトル用ボトル固定具。



6.02765.000
排液容器、4 x UNF 10/32

最大 4 本の廃液キャピラリー用排液容器。



6.05332.000
OMNIS IC装置：キャニスター
10 L、LC

10 Lキャニスターの自動モニタリング用付属品セット。
前提条件：
ROLC搭載OMNIS IC



6.05801.040
容量センサー、ROLC キット

OMNIS Reagent Organizer Liquid Controlに、追加の容量セン
サーを増設するためのアップグレードキット。

前提条件：
– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

情報：本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス
担当者によってインストールされなければなりません。



6.05801.090

**マグネチックスターラ、ROLC
キット**



OMNIS Reagent Organizer Liquid Controlに、マグネチックスターラを増設するためのアップグレードキット。

前提条件：

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

情報：本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。